

# ПРОБИРКА КАПИЛЛЯРНАЯ С ЭДТА К2

new

## ДВА ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ:

- С КАПИЛЛЯРОМ
- БЕЗ КАПИЛЛЯРА

Для взятия, транспортировки и хранения капиллярной крови

На внутренних стенках нанесен антикоагулянт ЭДТА К2

Предотвращает свёртывание крови

Градуировка: линия наполнения 200 мкл и 500 мкл

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ 

## ПРОБИРКА КАПИЛЛЯРНАЯ БЕЗ КАПИЛЛЯРА:

На стенке корпуса пробирки есть **специальный выступ** для удобного взятия образца крови

Забор крови проводится **по принципу «самотёка»**

№1

ПРОБИРКА  
D = 13 mm  
H = 46,5 mm

ВЫСТУП

КРЫШКИ  
D = 13 mm  
H = 9,4 mm

№2

КАПИЛЛЯР

## ПРОБИРКА КАПИЛЛЯРНАЯ С КАПИЛЛЯРОМ:

Забор крови проводится с помощью **капилляра**

Объем капилляра соответствует **объему забираемого образца**

После использования капилляр с **крышкой №2** утилизируется. Пробирка с образцом капиллярной крови укупоривается **крышкой №1**

## НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полный цикл изготовления продукции
- Все изделия имеют регистрационные удостоверения и отвечают стандартам качества
- Новая производственная площадка, оснащенная роботизированными линиями с минимальным участием человека
- Более 30 лет опыта в производстве изделий из пластмасс
- Более 10 лет опыта в изготовлении медицинских изделий

## КОНТАКТЫ:

perint@perint.ru

www.perint.ru

+7 (812) 490-18-81

+7 (812) 779-19-98