



Планшет для ПЦР



96
лунок



объем
лунок
0,2 мл




Срезанный угол А-12

Для правильного размещения планшета в оборудовании.

Буквенно-цифровая разметка

Упрощает работу при заполнении планшета и помогает идентифицировать пробы.



«Полуюбка»

Обеспечивает планшету ровность и жесткость. Исключает вероятность искажения при воздействии высоких температур. Может использоваться как место для маркировки.


Совместим со всеми популярными амплификаторами

Изготовлен из полипропилена

Как заказать?

- Оставить заявку на сайте
- Написать на почту perint@perint.ru
- Позвонить по номеру +7 (812) 779-19-98

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полный цикл изготовления продукции
- Все изделия имеют регистрационные удостоверения и отвечают стандартам качества
- Новая производственная площадка, оснащенная роботизированными линиями с минимальным участием человека
- Более 30 лет опыта в производстве изделий из пластмасс
- Более 10 лет опыта в изготовлении медицинских изделий

КОНТАКТЫ:

perint@perint.ru
www.perint.ru
+7 (812) 490-18-81
+7 (812) 779-19-98